

PODUSZKA ORTOPEDYCZNA PÓŁWAŁEK MRO1



Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej. W celu prawidłowego stosowania wyrobu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek podanych w instrukcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Poduszkę należy stosować zgodnie z przewidzianym przez producenta zastosowaniem.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

- Poduszka przeznaczona jest dla osób, które cenią sobie komfort oraz dbają o przyjmowanie prawidłowej pozycji siedzącej w pracy i domu
- Poduszka powoduje utrzymanie anatomicznych krzywizn kręgosłupa oraz stabilizację i rozluźnienie mięśni przykręgosłupowych
- Poduszkę można stosować profilaktycznie, szczególnie podczas długotrwałych pozycji siedzących, a także podczas procesu rehabilitacyjnego zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty
- Poduszka ma zastosowanie przy następujących schorzeniach kręgosłupa: dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe, rwa kulszowa w celu eliminowania dolegliwości bólowych oraz wzmożonego napięcia mięśniowego poprzez przyjmowanie fizjologicznego ułożenia kręgosłupa
- Stosując poduszkę na odcinek lędźwiowy kręgosłupa pozytywnie wpływamy na prawidłowe ustawienie wyższych partii kręgosłupa
- Poduszkę można używać w pozycji siedzącej umieszczając ją pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a także w pozycji leżącej na wznak umieszczając ją pod odcinek lędźwiowy lub szyjny kręgosłupa

OSTRZEŻENIA I PRZECIWWSKAZANIA:

- W przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa przed stosowaniem poduszki skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą; ze względów higienicznych zaleca się stosowanie poduszki tylko przez jedną osobę

KONSERWACJA:

- Nie doprowadzać do silnego zabrudzenia materiału, w razie konieczności można prać w temp. do 40 °C
- Nie należy moczyc pianki poliuretanowej
- Przechowywać i stosować w miejscach nie narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i Prezesowi URPLWMIpB

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Wymiary: 35x13x6 [cm]
- Materiał: dzianina dystansowa 3D 100% PES posiada certyfikat OEKO-TEX
- Wypełnienie poduszki 100% elastyczną pianką poliuretanową z atestem higienicznym oraz certyfikatem OEKO-TEX
- Poszycie materiałowe wyposażone w zamek
- Pasek z tworzywa sztucznego z regulowaną długością i klamrą

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zamontuj półwałek wokół fotela tak, aby płaska część z suwakiem przylegała do oparcia
2. Usiądź na fotelu tak, aby pośladki były maksymalnie dosunięte do oparcia
3. Popraw ustawienie półwałka tak, aby znalazł się na wysokości talii
4. Używając półwałka staraj się przez cały czas utrzymywać pośladki dosunięte do oparcia



PODUSZKA ORTOPEDYCZNA PÓŁWAŁEK MRO1



Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej. W celu prawidłowego stosowania wyrobu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek podanych w instrukcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Poduszkę należy stosować zgodnie z przewidzianym przez producenta zastosowaniem.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

- Poduszka przeznaczona jest dla osób, które cenią sobie komfort oraz dbają o przyjmowanie prawidłowej pozycji siedzącej w pracy i domu
- Poduszka powoduje utrzymanie anatomicznych krzywizn kręgosłupa oraz stabilizację i rozluźnienie mięśni przykręgosłupowych
- Poduszkę można stosować profilaktycznie, szczególnie podczas długotrwałych pozycji siedzących, a także podczas procesu rehabilitacyjnego zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty
- Poduszka ma zastosowanie przy następujących schorzeniach kręgosłupa: dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe, rwa kulszowa w celu eliminowania dolegliwości bólowych oraz wzmożonego napięcia mięśniowego poprzez przyjmowanie fizjologicznego ułożenia kręgosłupa
- Stosując poduszkę na odcinek lędźwiowy kręgosłupa pozytywnie wpływamy na prawidłowe ustawienie wyższych partii kręgosłupa
- Poduszkę można używać w pozycji siedzącej umieszczając ją pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a także w pozycji leżącej na wznak umieszczając ją pod odcinek lędźwiowy lub szyjny kręgosłupa

OSTRZEŻENIA I PRZECIWWSKAZANIA:

- W przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa przed stosowaniem poduszki skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą; ze względów higienicznych zaleca się stosowanie poduszki tylko przez jedną osobę

KONSERWACJA:

- Nie doprowadzać do silnego zabrudzenia materiału, w razie konieczności można prać w temp. do 40 °C
- Nie należy moczyc pianki poliuretanowej
- Przechowywać i stosować w miejscach nie narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i Prezesowi URPLWMIpB

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Wymiary: 35x13x6 [cm]
- Materiał: dzianina dystansowa 3D 100% PES posiada certyfikat OEKO-TEX
- Wypełnienie poduszki 100% elastyczną pianką poliuretanową z atestem higienicznym oraz certyfikatem OEKO-TEX
- Poszycie materiałowe wyposażone w zamek
- Pasek z tworzywa sztucznego z regulowaną długością i klamrą

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zamontuj półwałek wokół fotela tak, aby płaska część z suwakiem przylegała do oparcia
2. Usiądź na fotelu tak, aby pośladki były maksymalnie dosunięte do oparcia
3. Popraw ustawienie półwałka tak, aby znalazł się na wysokości talii
4. Używając półwałka staraj się przez cały czas utrzymywać pośladki dosunięte do oparcia



WYRÓB MEDYCZNY

Termin przydatności do użycia wynosi 7 lat od daty produkcji



Producent:
PODMED Bartosz Łętowski
ul. Wilcza 56 lok. 6
43-600 Jaworzno, Polska
tel. +48 502606366
www.podmed.pl

Data edycji 29.07.2021

Wersja: vIU290721



WYRÓB MEDYCZNY

Termin przydatności do użycia wynosi 7 lat od daty produkcji



Producent:
PODMED Bartosz Łętowski
ul. Wilcza 56 lok. 6
43-600 Jaworzno, Polska
tel. +48 502606366
www.podmed.pl

Data edycji 29.07.2021

Wersja: vIU290721